



CLiC[®]
eyewear

Magnetic Front Connection



キリッとシャープなスクエアシェイプ。
定番のレギュラータイプ。

cliC® readers

クリック リーダー [レギュラータイプ]

度数 **+1.00** **+1.50** **+2.00** **+2.50** **+3.00** **+3.50**



1 ブラック(BK)



2 ブラウン(BR)



3 クリア(CL)



4 レッド(RE)



5 パープル(PU)



6 ブルー(BL)



7 ピンク(PK)



8 クリアグレー(GR)



9 ターコイズ(TQ)



10 ブロンドデミ(BD)



11 ボルドー(WR)



12 ブルーパステル(PBL)



13 グリーンパステル(PGN)



14 バイオレットパステル(PVL)



15 レモンライム(LM)

- ベーシック Basic
- スクエア Square
- サイズ調整 Adjustable
- つや有り Shiny
- カラバリ Color Variation

フレーム	中国製(ナイロン、銅亜鉛ニッケル合金、磁石)
レンズ	中国製(アクリル、ハードコート付き)
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 140mm
	奥行き 200mm(通常時)+20mm
	レンズ 横49mm×縦27mm(内寸)
	鼻幅 21mm
重量	26g(+1.50時)



ヨーロッパアンテリストが漂う、
流線型のフォルム。

CLiC® Euro

クリック ユーロ

度数 +1.00 +1.50 +2.00 +2.50 +3.00 +3.50



E-1 マットブラック(EMB)



E-2 ブラウン(EBR)



E-3 ブラック&クリアー(EBC)



E-4 ボルドー(EWR)




E-5 アイスバーグ(EIG)



REVIVAL
E-6 ジーンブルー(EJB)

モダン 流線型 サイズ調整 つや有り つや無し テンプル
Modern Streamlined Adjustable Shiny Matte Deep

フレーム	中国製(ナイロン、磁石)
レンズ	中国製(アクリル、ハードコート付き)
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 140mm
	奥行き 185mm(通常時)+20mm
	レンズ 横53mm×縦26mm(内寸)
	鼻幅 20mm
重量	26g(+1.50時)



ヘッドバンド背面にCLiCの
ロゴが入っています。



テンプル(つる)の形状・角度・カーブが、
より深型になっています。

幅広金具を使用した、
縦長のワイドサイズモデル。

CLiC® Expandable

クリック エクスパンドブル

度数 +1.00 +1.50 +2.00 +2.50 +3.00 +3.50



X-1 ブラック(XBK)

ベーシック スクエア サイズ調整 つや有り パーツ サイズ
Basic Square Adjustable Shiny Wide Stem Long

フレーム	中国製(ナイロン、銅亜鉛ニッケル合金、磁石)
レンズ	中国製(アクリル、ハードコート付き)
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 140~145mm
	奥行き 215mm(通常時)+20mm
	レンズ 横49mm×縦27mm(内寸)
	鼻幅 21mm
重量	30g(+1.50時)



X-2 ダークデミ(XDM)



X-3 クリア(XCL)



ヘッドバンド
背面にCLiCの
ロゴが入って
います。



(左右計)
約5mm拡張

耳かけ部の角度や幅の
調整が可能なフレックスモデル。

METRO CLiC® FLEX

クリック メトロ

度数 +1.50 +2.00 +2.50 +3.00

カジュアル 丸型 サイズ調整 つや有り 角度調整 高級感
Casual Round Adjustable Shiny Flex Classy

フレーム	中国製(ナイロン、銅亜鉛ニッケル合金、チタン合金、エラストマー、磁石)
レンズ	中国製(アクリル、ハードコート付き)
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 150mm
	奥行き 205mm(通常時)+15mm
	レンズ 横43mm×縦35mm(内寸)
	鼻幅 23mm
重量	33g(+1.50時)



NEW
MT-4 インサイドレッド(MTIR)



MT-1 ブラウン(MTBR)




MT-2 クリアーデミ(MTCD)



MT-3 イエローデミ(MTYD)



ヘッドバンド側面にCLiCの
ロゴが入っています。



両手でフレームを持ち、外側に軽く押す。
下側に曲げる。など、幅や角度の調整が
可能です。(※強く押しすぎると変形の原因
となりますのでご注意ください。)



ソフトなストレートテンプルは、
こめかみへのあたりを軽減。
サイズ調整も楽々。

cliC
T·U·B·E

クリック チューブ

度数 +1.50 +2.00 +2.50 +3.00 +3.50



都会的な印象の、
太めのボストン風フォルム。

cliC Vintage

クリック ヴィンテージ

度数 +1.50 +2.00 +2.50 +3.00



V-1 レモンライム (VLM)



V-2 エメラルドグリーン (VEG)



V-3 トートイス/クリアー (VTC)



V-4 ライトトートイス (VLT)




V-5 クリアグレー (VGR)



V-6 ボルドー (VWR)



フレーム	中国製(ナイロン、銅亜鉛ニッケル合金、磁石)
レンズ	中国製(アクリル、ハードコート付き)
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 140mm
	奥行き 200mm(通常時)+20mm
	レンズ 横45mm×縦37mm(内寸)
	鼻幅 25mm
重量	27g(+1.50時)



ヘッドバンド背面にCliCの
ロゴが入っています。



T-1 マットブラック (TMB)



T-2 マットレッド (TMR)



T-3 オリーブ (TOV)



ヘッドバンド側面にCliCの
ロゴが入っています。



フレーム	中国製(ナイロン、銅亜鉛ニッケル合金、磁石、エラストマー)
レンズ	中国製(アクリル、ハードマルチ: 反射防止コート付き)
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 142mm
	奥行き 185mm(通常時)+130mm
	レンズ 横55mm×縦30mm(内寸)
	鼻幅 17mm
重量	26g(+1.50時)



テンプル(つる)の長さは、サイド部をスライドさせ、調節が可能です。



フレームが柔らかく、左右へも広がるので、メガネを着けた時の
圧迫感を軽減します。




青色光線を約40%カットする
高性能モデル。

CLiC® Nature SI


クリック ナチュレ SI 受注販売

度数 +1.00 +1.50 +2.00 +2.50 +3.00 +3.50



ヘッドバンド背面にCLiCの
ロゴが入っています。

POINT 青色光線を約40%カット



- ベーシック Basic
- スクエア Square
- サイズ調整 Adjustable
- つや有り Shiny
- 紫外線 UV Cut
- 高性能 High Performance

フレーム	15色 レギュラータイプの枠を使用 中国製(ナイロン、銅亜鉛ニッケル合金、磁石)
レンズ	中国製(アクリル) 凸面 ハードコート、凹面 反射防止 (AR) コート付き カラー: イエローグリーン色 可視光線透過率: 76% 紫外線透過率: 1%以下 青色光線透過率: 60.3% [JIS T7333:2005]
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 140mm
	奥行き 200mm(通常時)+20mm
	レンズ 横49mm×縦27mm(内寸)
	鼻幅 21mm
重量	26g(+1.50時)

フレームは、レギュラータイプ枠を使用

1 ブラック(BK)	6 ブルー(BL)	11 ボルドー(WR)
2 ブラウン(BR)	7 ピンク(PK)	12 ブルーパステル(PBL)
3 クリアー(CL)	8 クリアグレー(GR)	13 グリーンパステル(PGN)
4 レッド(RE)	9 ターコイズ(TQ)	14 バイオレットパステル(PVL)
5 パープル(PU)	10 ブロンドデミ(BD)	15 レモンライム(LM)

光の反射や、紫外線をカットする
サングラスモデル。

CLiC® MONARCH

クリック モナーク



- サングラス Sunglasses
- スクエア Square
- サイズ調整 Adjustable
- 紫外線 UV Cut
- 偏光 Pola

フレーム	台湾製(ナイロン、ラインストーン(ガラス)、磁石)
レンズ	日本製(偏光ポリカーボネート、ハードコート付き)
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 150mm
	奥行き 200mm(通常時)+20mm
	レンズ 横60mm×縦40mm(内寸)
	鼻幅 17mm
重量	31g

品番	レンズ	偏光度	可視光線透過率	紫外線透過率
M-1	偏光ダークグレー	99%以上	10%	
M-2	偏光ダークグレー	99%以上	10%	
M-3	偏光ライトグレー	95%以上	39%	0.1%以下
M-4	偏光ライトグレー	95%以上	39%	以下
M-5	偏光ブラウン	99%以上	19%	
M-6	偏光ブラウン	99%以上	19%	

CLiC 付属品等

- 1 専用ケース (ポリエステル)
- 2 商品パッケージ (ケース:PP、中敷き:PE)
- 3 1本用ディスプレイ (別売)
- 4 5本用ディスプレイ (別売)



cliC®

フレームに嵌め込まれた磁石で、
メガネの掛け外しを行い、首に掛けておける。




従来のメガネの概念を覆す、画期的構造を持つフレーム、「CliC(クリック)」。

そのアイデアとデザインは、アメリカ生まれ、日本での発売は2007年より。
2003年に行われた眼鏡展示会(※1)で、最優秀新製品として表彰され、
その斬新さで、今なお、世界各国で愛用されています。

「首にかけておき、必要な時にすぐ使用できる。」という利便性、
「アクセサリ感覚で、首にかけておける。」というデザイン性から、
「スタイリッシュな老眼鏡」として高く評価され、本国のセレブ層や、メディアへの露出も度々。

磁石でフレームの取り外しをするブリッジ部を持ち、
ツル(テンプル)がストラップのように一体となって繋がっているメガネとして、
日本特許(第3955432号)を取得しています。

※1 インターナショナル ビジョンエキスポ



許可番号

製造販売元 株式会社オーケー光学
千葉県千葉市花見川区宇那谷町1504-9
第三種医療機器製造販売業許可番号: 12B3X10005

届出内容(老眼鏡)

一般的名称 眼鏡
類別名称 視力補正用眼鏡
販売名 クリックリーダー
品目番号 12B3X10005000001
機器の別 一般医療機器

商品特許

発明の名称 「スナップ付きブリッジを有する眼鏡類」
日本特許番号: 3955432

「CliC Readers」には、
特許権及び商標権が存在します。

「CliC Readers」の模倣品を輸入したり、あるいは転売などの譲渡あるいは引き渡しの為にこれらを所持する事は、特許権及び商標権を侵害する違法行為かつ犯罪となり、不正競争防止法第2条第1項第1号及び第2号の不正競争行為に該当する場合があります。

また、「CliC Readers」の模倣品には、粗悪品も含まれており、短期間の使用で破損してしまったり、その破損がもとでケガすることもあり危険です。

一般的な販売価格とあまりにも大きな差のある商品を手に入れた場合は、十分にご注意ください。

Feature 1



フレームの中央に嵌め込まれた磁石を着脱し、メガネの掛け外しを行います。


モデル着用: クリックリーダー(PU)

Feature 2



使用しないときには、首に掛けられます。

Feature 3



フレームのテンプル(つる)部は、スライドするので、サイズの調整が可能です。(全商品)

Feature 4



クリック商品は全て、テンプル(つる)の後方、側方に「cliC」のロゴが入っています。

度数簡易検査表

■ 度数簡易検査表

・ご自身の老眼度数が不明な場合は右記の表をご使用ください。

■ 測定方法

・度数簡易検査表の左の文章を35cm程度離して裸眼で見てください。

・見えにくい、見えない文字行の**右の度数**がご自身の度数目安となります。

■ ご注意

・老眼度数には、左右差・個人差があります。

・上記の方法でご自身の度数がわからない、不明な場合は、お近くの眼科・眼鏡店様にてご確認をお願い致します。

この老眼鏡は
高品質なフレームと
レンズを使用しており、
デザインは最高の掛け心地と

+3.50

+3.00

+2.50

+2.00

フィット感が得られる

+1.50

スタイリッシュなシニアグラスです。

+1.00



発売元 **株式会社オーケー光学**

<http://www.ohkei.co.jp>

〒262-0003 千葉県千葉市花見川区宇那谷町1504-9

TEL:043-215-0830

FAX:043-215-0831

E-mail:ohkei@ohkei.co.jp

CLiC ブランドサイト <https://clcreaders.jp>

- 実際の商品とカタログの色は多少異なる場合がございます。
 - 品質の改良・改善等を目的とし、予告なしに仕様その他を変更する場合がございます。
- (2020年10月版)